



SFM Mammo MF 18x24

Пленка **Mammo MF** для маммографии — ортохроматическая плёнка зелёного цвета с односторонним или двусторонним слоем эмульсии с высокими показателями скорости обработки, контрастности и разрешения. При использовании с одинарным экраном с усиливающей зелёной подсветкой плёнка **Mammo MF** ясно показывает структуры молочной железы.

Плёнка обеспечивает высокую контрастность снимков и позволяет получать изображение в сжатые сроки. Плёнка позволяет получать четкие изображения, как при автоматической, так и при ручной обработке. Ортохроматическая плёнка подходит для разных циклов обработки, в том числе для ускоренного 90-секундного цикла. На плёнке можно увидеть структуры молочной железы в деталях. На снимках не будет размытых участков, двойного контура, крупной зернистости и других проблем. Полученные снимки не теряют своей контрастности и чёткости со временем, их можно долго хранить. Это идеальное решение для больниц и клиник, как частных, так и государственных.

- ✦ Подходит как для 90-секундного, так и для расширенного цикла обработки.
- ✦ Чрезвычайно высокое качество и плотность изображения.
- ✦ Доступные размеры: 18 x 24 см, 24 x 30 см. /Количество листов в упаковке: 100 листов./

Используют совместно с одиночным маммографическим усиливающим экраном SFM или аналогичными, что излучают зелёную часть спектра.

Использование уникальных технологий SFM Sigma-LIC Grain и Cross-over Control, применяемых в высоко зарекомендовавшей себя плёнке SFM, позволяет получать чрезвычайно чёткие, высококонтрастные изображения как при автоматической, так и при ручной обработке. Неизменно высокое качество созданных с ее помощью изображений значительно расширяет возможности диагностики.

- ✦ Диагностические рентгенограммы высокого качества.
- ✦ Стабильное качество изображений.
- ✦ Простота обработки плёнки.

Повышенная стабильность упрощает контроль качества и делает его более эффективным даже при ежедневном проведении.

- ✦ Высокое разрешение.
- ✦ Мелкая зернистость.
- ✦ Высокая обрабатываемая способность.

Голубая полиэстеровая подложка значительно улучшает восприятие мелких деталей в структуре молочной железы и снижает утомляемость глаз.

Маммо MF имеет защитный слой, который придает устойчивость пленки к царапинам, воздействию влаги и другим неблагоприятным внешним воздействиям.

Условия хранения и обращения

Хранить закрытые коробки с плёнкой следует в прохладном, сухом месте в вертикальном положении. При хранении беречь от ионизирующего излучения и от влияния химикатов, держать вдали от источников тепла (батареи отопления, радиаторов). При использовании плёнки избегать излишнего сдавливания и перегибов, что может привести к повреждению эмульсии. При обработке в тёмном помещении необходимо применять фонарь с защитным красным светофильтром, лампой не более 25 Вт и на расстоянии 1,2 м от плёнки.



SFM Hospital Products GmbH
Зегельфлигердамм 67-89,
12487, Берлин (Германия)
Тел: +49 (30) 63 97 88 25
Факс: +49 (30) 63 90 85 19



ЗАО НПО «ГАРАНТ» Москва
129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 30, стр. 1
+7 (495) 789 38 01
+7 (495) 745 05 56
2@garant1.ru
garant1.ru
garant1.com