

## Developer-replenisher for X-Ray films Проявитель-регенератор для рентгеновской плёнки Röntgenfilmentwickler und -regenerator



For automatic processing of X-Ray films at roller transport type or spray-processing machines.

Для всех проявочных машин рольного типа или для проявочных машин с орошением.

Für die automatische Bearbeitung von Röntgenfilmen in Rollen- und Sprühentwicklungsmaschinen.

**SFM** Hospital Products GmbH

**SFM** Hospital Products GmbH, Segelfliegerdamm 67-89, D-12487 Berlin (Germany) · Telefon +49(30) 63 97 88 25 · Fax +49(30) 63 90 85 19

**СФМ** Госпитал Продактс ГмбХ, Зегельфлигердамм 67-89, 12487 Берлин, Германия · Тел. +49(30) 63 97 88 25 · Факс +49(30) 63 90 85 19

**email:** [info@sfm-berlin.de](mailto:info@sfm-berlin.de) **web:** [www.sfm-berlin.de](http://www.sfm-berlin.de) **shop:** [www.sfm-shop.de](http://www.sfm-shop.de)



Hospital Products

## Developer-replenisher for X-Ray films Проявитель-регенератор для рентгеновской плёнки Röntgenfilmentwickler und -regenerator

	<b>Properties</b>	<b>Свойства</b>	<b>Merkmale</b>
<b>Type / Тип / Typ</b>	3-part	3-х компонентный	3-teilig
<b>Description / Описание / Beschreibung</b>	for automatic processing of X-Ray film at roller type or spray-processing machines, good sensitometric results with low fog values in a wide range of temperatures, special oxidation stability, especially suitable for machines with irregular flow rate, liquid concentrates	для всех обычных проявочных машин рольного типа или для машин с орошением, обеспечивает хорошие сенситометрические показатели с низкими значениями вуали в широком диапазоне температур, благодаря особой стабильности к окислению особенно подходит для машин с редким или нерегулярным использованием, жидкий концентрат	für die automatische Bearbeitung von Röntgenfilmen in Rollen- und Sprühentwicklungsmaschinen, gute sensitometrische Ergebnisse mit niedrigem Schleierwert in einem breiten Temperaturbereich, durch besondere Oxidationsstabilität sehr gut geeignet für unregelmäßigen Filmdurchsatz, Konzentratlösung
<b>Shelf-life / Срок годности / Haltbarkeit</b>	3 years	3 года	3 Jahre
<b>Capacity / Производительность / Ergebigkeit</b>	65 – 100 m <sup>2</sup>	65 – 100 m <sup>2</sup>	65 – 100 m <sup>2</sup>
<b>Packing / Упаковка / Verpackung</b>	<b>for 2 x 20 l:</b> part 1 = 2 x 5,0 l part 2 = 2 x 0,5 l part 3 = 2 x 0,5 l	<b>для 2 x 20 л:</b> составляющая 1 = 2 x 5,0 л составляющая 2 = 2 x 0,5 л составляющая 3 = 2 x 0,5 л	<b>für 2 x 20 l:</b> Teil 1 = 2 x 5,0 l Teil 2 = 2 x 0,5 l Teil 3 = 2 x 0,5 l
<b>Quality standards / Стандарты качества / Qualitätsstandards</b>	produced in accordance with Medical Device Act (MPG) and Directive 93/42/EEC amended by 2007/47/EC	изготовлено согласно с законом о медицинских продуктах (MPG) и директивой 93/42/ЕЭС с изменениями 2007/47/EC	hergestellt nach Medizinproduktegesetz (MPG) und Richtlinie 93/42/EWG geändert durch 2007/47/EG
<b>Certificates / Сертификаты / Zertifikate</b>	EC certificate in accordance with Directive 93/42/EEC  Notified Body ID-No. 0124  EN ISO 13485	сертификат ЕС согласно 93/42/ЕЭС  идентификационный номер уполномоченного органа 0124  EN ISO 13485	EG Zertifikat gemäß Richtlinie 93/42/EWG  Benannte Stelle ID-Nr. 0124  EN ISO 13485

X-Ray developer

**SFM** Hospital Products GmbH

**SFM** Hospital Products GmbH, Segelfliegerdamm 67-89, D-12487 Berlin (Germany) · Telefon +49(30) 63 97 88 25 · Fax +49(30) 63 90 85 19  
**СФМ** Госпитал Продактс ГмбХ, Зегельфлигердамм 67-89, 12487 Берлин, Германия · Тел. +49(30) 63 97 88 25 · Факс +49(30) 63 90 85 19

**email:** info@sfm-berlin.de    **web:** www.sfm-berlin.de    **shop:** www.sfm-shop.de